

BEST SANITIZERS INC. **ALPET** Hand Sanitizer Spray **E3+**

**Elimina más
del 99,99% de los
patógenos probados
en 15 segundos**

*Aún así, no daña y deja las manos de los
empleados suaves y sedosas.*

Viene en formato de atomizador para aumentar la cobertura

Fórmula con un 71 % de etanol

Dos componentes humectantes suavizan las manos y las
mantienen saludables incluso si el uso es reiterado

Cumple con todos los requisitos de la Administración de
Alimentos y Medicamento (FDA) [considerado inocuo (GRAS)] y
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
para la manipulación de alimentos

Certificado por NSF con clasificación E3

Con certificación Kosher, Pareve y Halal

Amplia variedad de opciones de dosificación



Elimina más del

99,99 %

de los patógenos probados
en 15 segundos



El aerosol del atomizador
humedece las uñas de los dedos,
las cutículas, los pliegues y las
grietas de los dedos y las manos
donde se ocultan los patógenos.



CONTÁCTENOS EN 888-225-3267
O VISITA WWW.BESTSANITIZERS.COM

Food Safety is Our Priority

Consulte más información en el reverso ►

Consultar las instrucciones de manipulación y de uso en la etiqueta del producto. Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener más información.

Inscrito en NSF

N.º de inscripción 137057 en el programa de compuestos no alimenticios (E3)

Ingrediente activo

Alcohol etílico 71,0 %

Ingredientes inactivos: Agua, isopropanol, glicerina, monolaurato de glicerol

Advertencia: Inflamable

Color: Líquido transparente

Libras por galón: 7,25 (0,84 kg/L)

Otra información

Almacene el producto en un lugar fresco y seco, a menos de 104 °F (40 °C)

Usos

- Desinfecta las manos para reducir las bacterias que pueden causar enfermedades
- Ayuda a evitar la contaminación cruzada
- Ayuda a evitar la sequedad de las manos
- Se recomienda para el uso reiterado

Instrucciones:

- Humedezca las manos con el atomizador, para ello, cubra toda la superficie de las manos en especial, las uñas y las cutículas.
- Frote una mano con la otra hasta que se seque



- Queda sucia con mucha frecuencia
- Queda sucia con frecuencia
- Queda sucia con menos frecuencia

Áreas que suelen quedar sucias cuando el lavado de manos es incorrecto.

En la imagen de la izquierda se muestran las áreas que con más frecuencia quedan sucias cuando el lavado de manos es incorrecto. El Atomizador Desinfectante de Manos, Alpet E3 Plus es la manera más eficaz de matar los gérmenes donde se ocultan: debajo de las uñas, debajo de las cutículas y en los pliegues y las grietas de los dedos y las manos.

Eficacia

El Atomizador Desinfectante de Manos Alpet E3 Plus demostró ser eficaz en un 99,999 % para matar los siguientes patógenos en 15 segundos.

<i>Acinetobacter baumannii</i>	<i>Escherichia coli</i>	<i>Proteus mirabilis</i>	<i>Staphylococcus haemolyticus</i>
<i>Bacteroides fragilis</i>	<i>Escherichia coli</i> O157:H7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (2 cepas)	<i>Staphylococcus hominis</i>
<i>Candida albicans</i>	<i>Haemophilus influenzae</i>	* <i>Salmonella typhi</i>	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>
<i>Candida glabrata</i>	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Serratia marcescens</i>	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
<i>Enterobacter aerogenes</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Streptococcus pyogenes</i>
<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Listeria monocytogenes</i>	<i>Staphylococcus aureus</i> MRSA	
<i>Enterococcus faecium</i>	<i>Micrococcus luteus</i>	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	

*Alpet E3 Plus fue probado contra *Salmonella typhi* utilizando una prueba de equivalencia de cloro y muestra una eficacia superior a una solución de cloro de 200 ppm.

Presentaciones

- SA10036** 48 botellas de 4 oz de atomizador manual
- SA10012** 6 botellas de 1000 mL de atomizador para mostrador
- SA10039** 6 envases encastrables de 1000 mL VersaClenz
- SA10014** 4 botellas de 1 galón cada una
- SA10013** barril de 50 galones (a granel para reposición)
- SA20002** envase de repuesto de 500 mL
- SA20001** envase de repuesto de 1000 mL
- SA20000** envase de repuesto de un galón
- USP20092** etiqueta para envase de repuesto (azul oscuro)



*Nuestro producto, conforme a la norma ASTM 2315, es altamente eficaz para eliminar más del 99.99% de los gérmenes y bacterias más comunes. Logra estos resultados en tan solo 15 segundos. Para obtener información detallada sobre el tiempo de eliminación, los clientes pueden enviar una solicitud.

Dosificadores

- AD10048** dosificador por aproximación VersaClenz (blanco, una sola unidad)
- AD10048C** dosificador por aproximación VersaClenz (blanco, caja de 6 unidades)
- AD10048B** dosificador por aproximación VersaClenz (negro, una sola unidad)
- AD10048BC** dosificador por aproximación VersaClenz (negro, caja de 6 unidades)
- MD10030** dosificador manual VersaClenz (blanco, una sola unidad)
- MD10030C** dosificador manual VersaClenz (blanco, caja de 6 unidades)
- MD10030B** dosificador manual VersaClenz (negro, una sola unidad)
- MD10030BC** dosificador manual VersaClenz (negro, caja de 6 unidades)
- MD10200** soporte de pared para envases de galón: acero inoxidable*
- MD10006** dosificador 1-2 Knockout que se activa con las muñecas: acero inoxidable*
- MD10105** dosificador EZ-Step de pared que se activa con el pie: acero inoxidable*
- MD10014** dosificador EZ-Step2 portátil que se activa con el pie: acero inoxidable*
- KT10011** kit de bomba para atomizador para botella de 1 galón
- JPP10007** kit de bomba para atomizador para botella de 1000 mL
- JPP10007S** kit de bomba para atomizador para botella de 500 mL
- LT10008** póster bilingüe laminado con instrucciones para la desinfección de manos

*Incluye kit de bomba para atomizador de desinfección



Dosificador EZ-Step de pared que se activa con el pie
El desinfectante se vende por separado

NEW AND IMPROVED

Dosificador EZ-Step2 portátil que se activa con el pie
El desinfectante se vende por separado